



ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

Руководство пользователя

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!

Благодарим Вас за приобретение воздушно-компрессионного массажера. Настоящее руководство пользователя предназначено для предоставления рекомендаций по обеспечению безопасности при эксплуатации данного изделия без риска для пользователя.

Любое использование, не соответствующее рекомендациям, описанным в настоящем Руководстве пользователя, приводит к аннулированию ограниченной гарантии.

Прочитайте все указания перед использованием изделия и сохраните настоящее руководство для обращения к нему в дальнейшем. Данное изделие предназначено только для бытового применения. На данное изделие распространяется ограниченная гарантия сроком один год. На покрытие гарантией распространяются ограничения и исключения. Подробную информацию см. в разделе «Гарантия».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Массажер для ног
- Адаптер
- Руководство пользователя

КОМПОНЕНТЫ

1. Массажер для ног
2. Пневматический шланг
3. ЖК-экран
4. Панель управления



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте напряжение, не соответствующее требованиям к данному изделию.
- Не пытайтесь ремонтировать или разбирать изделие. В нем нет компонентов, обслуживаемых пользователем.
- Не используйте изделие в местах, где оно может намокнуть или стать влажным. Не используйте мокрое изделие.
- Немедленно прекратите использование изделия в случае возникновения дискомфорта или каких-либо нехарактерных проявлений.
- Не используйте данное изделие в условиях высокой температуры.
- Не используйте данное изделие при беременности или менструации.
- Не располагайте изделие в местах, где оно может контактировать с воспламеняющимися материалами, взрывоопасными веществами или химикатами.
- Не прикасайтесь к изделию острыми предметами во избежание его повреждения.
- Не используйте данное изделие при наличии следующих проблем:
 - Инфицирование, опухание, ожог или иное повреждение кожи.
 - Наличие кардиостимулятора или иного имплантируемого медицинского изделия.
 - Болезнь сердца.
 - Хрупкость или травма костей.
 - Наличие онкологического заболевания.
 - Прохождение курса лечения или аномальное кровяное давление.
 - Остеопороз.

УПРАВЛЕНИЕ

1. Нажмите кнопку включения для автоматического входа в медленный горизонтальный режим; давление воздуха по умолчанию соответствует низкой интенсивности, а функция нагрева выключена.
2. Нажмите переключатель режимов для циклического переключения между тремя режимами (успокаивающий, расслабляющий и интеллектуальный).
3. Нажмите переключатель давления воздуха для циклического переключения трех типов интенсивности (высокая, средняя и низкая).
4. Нажмите переключатель нагрева для циклического переключения 2 уровней температуры (высокий уровень и низкий уровень).
5. Нажмите кнопку питания для выключения устройства и завершения работы.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Наденьте каждый массажер, расположив ступни ног ровно на полу. На массажерах имеется маркировка L (левая) и R (правая) для каждой ноги.
2. Используйте ремень для плотной фиксации ступни в массажере.
3. Используйте ремень для плотной фиксации голени в массажере.
4. Подвигайте ногой, чтобы убедиться, что массажер надежно закреплен.
5. Подсоедините два пневматических соединителя к контроллеру.
6. Нажмите кнопку питания. Загорится светодиодный индикатор.
7. Отрегулируйте давление и режим, руководствуясь данными на ЖК-экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство будет автоматически выключаться через 20 минут.

Для достижения оптимальных результатов не используйте массажер для ног более часа.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Храните изделие в сухом месте, вдали от влаги и прямых солнечных лучей.
- Очищайте изделие путем протирания сухим полотенцем.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает.	Изделие не подключено к источнику питания	Убедитесь, что изделие надежно подключено к электрической сети
	Кнопка питания не нажата	Кнопка питания не нажата
Устройство внезапно прекращает работать.	Устройство использовалось дольше 15 минут.	Для возобновления использования перезапустите устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 12 В, 2 А

Потребляемая мощность: 24 Вт

Продолжительность сеанса: 20 мин

ИНДИКАТОР
РЕЖИМА
(3 РЕЖИМА)

КНОПКА
ИНТЕНСИВНОСТИ
КОМПРЕССИИ
(3 УРОВНЯ)

КНОПКА
ПОДОГРЕВА
(2 РЕЖИМА)

ИНДИКАТОР
КОМПРЕССИИ
(3 РЕЖИМА)

ИНДИКАТОР
ПОДОГРЕВА
(2 РЕЖИМА)

КНОПКА
ВЫБОРА РЕЖИМА
(3 РЕЖИМА)

КНОПКА
ВКЛ/ ВЫКЛ

